


拎包即检

分子POCT检测解决方案



便携式核酸提取仪+LAMP检测试剂, 30 min可实现极速核酸检测。可广泛应用于机场航检、流动血站快检、环境微生物检测、食品安全检测、兽用检测等领域。

特色

- 无需复杂的仪器设备, 便携轻巧, 拎包即检
- 仅需30 min即可完成核酸检测全过程
- 灵敏度高, 可用于小于10 copies目标片段的扩增
- 无需检测设备, 肉眼即可判读结果

主要技术参数

核酸提取试剂盒

| | |
|-----|-------------|
| 时间 | 6.5 min |
| 上样量 | 200 μ L |
| 灵敏度 | 10 copies |

LAMP试剂盒

| | |
|------|--------------|
| 时间 | 20 min |
| 温度 | 65°C |
| 检出限 | 0.1 pg |
| 颜色变化 | 液体颜色由粉红色变为黄色 |

全自动核酸提取仪

| | |
|-------------|----------------|
| 处理样品容量 | 20-200 μ L |
| 处理样品数量 | 16个/次 |
| 控制模块 | 1个 |
| 磁珠收集效率 | >95% |
| 外形尺寸(L×W×H) | 35×24.8×31 cm |
| 净重 | 15 kg |
| 工作环境 | 10-40°C |

相关产品

| 货号 | 产品名称 | 规格 |
|---------|-----------------------|--------------------------|
| HMD3503 | 核酸提取试剂盒(快速版) | 32 T、64 T、96 T |
| HMD5101 | LAMP试剂盒(DNA & RNA) | 500 T、1000 T |
| HH7001 | <i>Bst</i> DNA聚合酶 1.0 | 100 μ L、1000 μ L |
| HH7002 | <i>Bst</i> DNA聚合酶 2.0 | 100 μ L、1000 μ L |
| HH7003 | <i>Bst</i> DNA聚合酶 3.0 | 100 μ L、1000 μ L |
| HMD5202 | RTx 反转录酶 | 100 μ L、1000 μ L |
| HME3001 | 便携式核酸提取仪 | |

瀚海新酶生物科技有限公司

地址:武汉市东湖新区高新大道666号C6栋3号楼

地址:上海市奉贤区沪杭公路1588号凤创谷3号楼7楼

网址:www.hzymes.com

电话:027-65528952

电话:021-60877362

